

## Efterbeställning av analys

---

### Efterbeställning av analys

I tabellen nedan anges de tidsintervall som gäller vid efterbeställning av analys, förutsatt att preanalytiska faktorer är korrekt för analysen som efterbeställs.

Typ av provmaterial	Efterbeställning
<i>Rutinkemi</i> Serum, plasma och urin	4h
<i>Hematologi</i> EDTA-rör	Tillgängliga i Extended* Diff 8h (om ej tillgänglig i Extended*) Reticulocyter 24h
<i>Koagulation</i> Citratrör	PK 24h D-dimer 4h APT-tid 1h**  AT 4h*** Fib 4h***
<i>Immunokemi</i> Serum- och plasmarör	4h TNI 2h
<i>Immunologi</i> Serum- och plasmarör	4h
<i>Allergi</i> Serumrör	2 mån (Sparas fryst på lab för möjlighet till kompletterande analyser)

\*Samtliga blodstatus-parametrar finns tillgängliga i Extended från första analystillfället.  
I de fall även diff-parametrar finns tillgängliga i Extended kan dessa lämnas ut även om 8 h passerat.

\*\*Avskild plasma är hållbar 4h.

\*\*\*Gäller endast Karlskrona.

Angiven tid i tabellen avser timmar från provtagningstillfälle då provmaterial är kvar i ursprungsrör.  
Hållbarhet för prov som är avskilt se [Analysportalen](#).