

## Efterbeställning av analys

---

### Efterbeställning av analys

Efterbeställning av analys utförs enligt nedan beskriven rutin. Rutinen och möjligheten till efterbeställning skiljer mellan Karlshamn och Karlskrona då förutsättningarna för stabil provförvaring skiljer mellan laboratorierna. Tider för efterbeställning av analys specificeras i tabell för respektive laboratorium. Angiven tid avser tid från provtagning.

Alla tilläggsbeställningar sker i mån av att det finns nog mycket provmaterial kvar och att de preanalytiska faktorerna är korrekta.  
För t.ex. kapillärör eller rör som stått öppna utan kork under längre tid finns risk för avdunstning. Vid osäkerhet kring om att provet förvarats korrekt och därmed inte är lämpligt för efterbeställning be beställaren om nytt provmaterial.

Efterbeställning utförs lämpligen på det laboratorium där analysen utförs. Vid förfrågan ang. analyser som enbart utfört på det andra laboratoriet, hänvisa beställaren i första hand dit.  
I de fall efterbeställning utförs på laboratoriet som inte utför analysen ombesörjer medarbetaren som tar emot efterbeställningen att kommunikation och ev. provtransport sker till analyserande laboratorium.

## Efterbeställning av analys

---

### Karlshamn

Process och provmaterial	Tillåten tid för efterbeställning	Ev. undantag eller kommentar
<i>Allmän Kemi och Immunokemi</i>	4 timmar	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tumörmarkörer</b> – Tills ordinarie analystillfälle.</li><li>• <b>Fertilitetshormoner</b> – Tills ordinarie analystillfälle.</li></ul>
<i>Hematologi</i>	8 timmar	<ul style="list-style-type: none"><li>• 24 timmar för analyser som finns i Extended IPU från första analystillfället</li></ul>
<i>Koagulation</i>	4 timmar	
<i>Övriga analyser</i>	Sänka – 12 timmar	

För analyser som inte omfattas av denna tabell utförs inte efterbeställning.

Angiven tid i tabellen avser timmar från provtagningstillfälle då provmaterial är kvar i ursprungsrör.

## Efterbeställning av analys

### Karlskrona

Process och provmaterial	Tillåten tid för efterbeställning	Ev. undantag eller kommentar
<i>Allmän Kemi och Immunokemi</i>	24 timmar	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PCT</b> – 8 timmar</li></ul>
<i>Läkemedel</i>	24 timmar	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Etanol</b> – Kan ej efterbeställas om rör varit avkorkat</li><li>• <b>Etylenglykol</b> - Kan ej efterbeställas om rör varit avkorkat</li></ul>
<i>Hematologi</i>	24 timmar	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Manuell diff</b> – 8 timmar</li></ul>
<i>Koagulation</i>	4 timmar	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PK</b> - Kan ej efterbeställas p.g.a. förvaring i kylskåp.</li></ul>
<i>Protein</i>	24 timmar	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>S-Elfores</b> – Kan ej efterbeställas p.g.a. kräver specialremiss.</li><li>• <b>U-Elfores</b> – Kan ej efterbeställas p.g.a. kräver specialremiss.</li></ul>
<i>Allergi</i>	1 månad	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gäller även <b>Tryptas</b></li></ul>
<i>Övriga analyser</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sänka – 24 timmar</li><li>• HbA1c – 24 timmar</li></ul>	

För analyser som inte omfattas av denna tabell utförs inte efterbeställning.

Angiven tid i tabellen avser timmar från provtagningstillfälle då provmaterial är kvar i ursprungsrör.